

**Zanedbávání pravidelné kontroly rotorů
může mít nedozírné následky**

**Kovové rotory mohou uvnitř korodovat
a časem v centrifuze explodovat**



**Využijte naši mimořádnou nabídku kontroly rotorů
a možnost nákupu nového rotoru s významnou slevou**



**Nahrad'te staré kovové rotory novými !
K O M P O Z I T N Í M I**

**Rotory FIBERLite z karbonového kompozitu
jsou korozivzdorné, mají vyšší životnost než
rotory kovové a jejich výrazně nižší hmot-
nost omezuje námahu při manipulaci.**