

Dekontaminační prostředky

- zajistí efektivní, jednoduchou a účinnou dekontaminaci
- lze použít na nerezové, plastové a skleněné předměty, pipety a pracovní plochy
- chemicky stabilní
- neobsahují silné kyseliny
- není potřeba žádná příprava, jsou k okamžitému použití

Rychlý a efektivní
způsob jak odstranit
RNase a DNA
kontaminanty !

7000	MBP RNASE AWAY 250ml
7002	MBP RNASE AWAY rozprašovač 475 ml
7003	MBP RNASE AWAY 1l
7005-11	MBP RNASE AWAY 4 l
7010	MBP DNA AWAY 250ml

